


massagebänke

Gharieni Ayurveda-Liege





Art. 45300



Art. 45301



Art. 45302/03

Nasenschlitztücher + Vliesauflagen

Extra weiches, geschlitztes Einweg-Tuch zum Schutz des Polsters der Kopfstütze, äußerst praktisch und hygienisch. Empfohlen für alle Kopfstützen mit Nasenschlitz. 30 x 21 cm

Art. 45300 100 St.

Spezielle Passform (einseitig offen), für alle Massage-Kopfstützen. 40 x 30 cm

Art. 45301 100 St.

Waschvlies

Praktische und angenehme Liegenauflage aus Baumwollzellstoff. Das Material ist bis zu 10 mal waschbar. 80 x 200 cm

Art. 45302 10 St.

Vliesauflage

Sehr weicher Vliesstoff, extra groß als Liegenauflage und zum Einwickeln des Kunden bei oder nach einer Anwendung geeignet. 130 x 230 cm

Art. 45303 10 St.



Ayurveda Liege

Die Ayurveda-Liege ist sowohl mit hydraulischer als auch mit elektrohydraulischer Höhenverstellung erhältlich. Das Polster ist speziell für die ayurvedischen Behandlungsmethoden entwickelt worden: Durch die erhöhte Polsterkante kann man auch mit größeren Ölmengen behandeln. Der neuentwickelte, ölresistente PU-Bezug in Choco ist aus demselben Material wie das Polster unseres Wellnessliegen-Klassikers, der MLW. Im Preis dieser Liege ist bereits ein vierteiliges PU-Zubehörsatz inbegriffen: Es beinhaltet eine spezielle Kopfstütze mit einer Ablaufvorrichtung, die für das Auffangen des verwendeten Öls sorgt, eine Ayurveda Halbrolle sowie die ebenfalls abgebildete Massage-Kopfstütze in Hörnchenform und eine Armauflage.

Mit hydraulischer Höhenverstellung

Art. 49042CH 30 cm Hub

(inklusive vierteiligem Zubehörsatz)

Mit elektrohydraulischer Höhenverstellung

Art. 49043CH 30 cm Hub

(inklusive vierteiligem Zubehörsatz)

Technische Daten

- Höhe (ohne Rand): 58 - 88 cm
- Länge: 200 cm
- Breite: 85 cm
- Hebekraft**: 200 kg
- Belastbarkeit der Sitzfläche**: 200 kg

* Höhenangabe bei eingedrehten Stellfüßen bis zur Liegenfläche

** Die Werte beinhalten einen Sicherheitsfaktor

Ölresistenter Schonbezug, waschbar, choco

Der ölresistente Schonbezug schützt das Liegenpolster vor Flecken. Nach der Behandlung einfach bis 90° C in die Waschmaschine stecken.

Art. 49051 weiß, creme oder choco